





راهکارهای تخصصی
برای
لاغری موضعی
و
درمان سلولیت




mCare N6
Liposweep
RF DermUp 
mCryo Quadric 




mCare N6

دستگاه mCare N6 ترکیبی از توانمندی، سادگی و پروتکل های اجرایی جدید است. تمام پروتکل های درمانی این سیستم، از آخرین تکنولوژی های درمان موثر سلولیت، درمان چاقی های موضعی و درناژ لنفاوی بهره می برند. در این روش غیر تهاجمی، از ترکیب اندرمورول و اندرموکاپ برای درمان بهینه استفاده شده است. اندرمولوژی، روشی ۱۰۰٪ طبیعی برای درمان قطعی نمای پوست پرتقالی سلولیت و چاقی های موضعی است که تناسب اندام را هدیه می دهد.




Lipomassage

هندپیس اختصاصی با قابلیت مهندسی شده برای بافت سلولیت و نمای پوست پرتقالی پایین تنه، پشت و بازو؛ این رولر در فرانسه طراحی شده و برترین کارایی را در لیپولیز و لیفت فراهم می نماید.



Endermolift

هندپیس اختصاصی با قابلیت رولر اندرمولیف، لایه های پوست و سلول های فیبروبلاست را هدف پالس های مکانیکال اندرمولیف قرار داده، کلاژن سازی را به گونه ای چشمگیر می افزایش دهد تا لیفت و جوان سازی را در همه ی اندام ها به ارمغان آورد.



Liposculpture


هندپیس اختصاصی با قابلیت دسترسی به پایین ترین لایه های بافت چربی، درناژ متابولیت ها و لیپولیز سلول چربی در عمق، تنها با رولر لیپواسکالپچر فراهم می آید. شکم، پهلو، باسن و کنار ران های خورجینی از این گروه اند.

پالس های مکانیکال mCare N6 با هدف گیری همزمان سلول های فیبروبلاست و بافت چربی، کلاژن سازی، لیفت و لاغری را به صورت هماهنگ اجرا می کند.

اندرمورول به عنوان یک درمان تکمیلی پس از لیزر لیپولیز، لیپوساکشن، پروسه ی عمل را آسان تر و نتیجه را بهبود می بخشد.


پس از درمان نیز، چند جلسه رولینگ (عمل کشیدن رول) پستی بلندی های پوست در اثر جراحی را هموار می کند.

هنر آفرینش در کاپ های جدید mCare N6




Double Curve Cup

مهندسی شده برای سلولیت های مقاوم و پوست های برجسته نواحی قدیمی تر، که با روش های معمول درمان، از بین نمی روند. دبل کرو کاپ، در نهایت ارگونومی طراحی و ویژه سازی شده است تا درمان را استاندارد کامل کند.



Single Curve Cup

طراحی شده ویژه بافت های چربی تا عمق ۱۰ سانتی متر که با دو حالت هندز فری و متوال کار می کند؛ به طوری که سلول های چربی سنگر گرفته در بافت های عمقی را هم لیپولیز می کند.



EndermoPEN

برای تمرکز روی جزئیات خطوط و چین های صورت در اطراف چشم ها و پلک ها، اسکارهای آکنه و جراحی ها، خطوط باریک، تحریک میکرو سیرکولیشن، تحریک فیبروبلاست، بازسازی کلاژن، درناژ لنفاوی، سم زدایی، فعال سازی هیپودرم، اکسیژن رسانی عمیق . . . است.

mCare N6



Cellulite



Decollete



O₂ Detoxify



Lipolysis



Face Lift



Pain

Liposweep

Smart O.S

Lipolysis

Cellulite

Defibrosis


Shock Wave

Lipo sweep



نخستین سیستم از نسل جدید دستگا های اولتراسوند کویتیشن است که بر خلاف تکنیک های قبل به جای فقط یک فرکانس، از یک طیف فرکانسی اولتراسوند برای کاهش بافت چربی استفاده می کند. این طیف امواج اولتراسوند همزمان سبب افزایش تاثیرات درمانی و قدرت کاربری می گردد. همچنین درمان قطعی را تضمین می کند.


Ultrasound Shock Wave



اندیکاسیون های درمانی

- کاهش فیروز در بافت سلولیت
- کاهش حجم تدریجی بافت چربی
- تحریک خون رسانی در بافتها
- افزایش درناژ لنفی در بافت همبند
- کاهش درد و گرفتگی ماهیچه

A Powerful Three
Dimensional
Alternative to
Liposuction



Ultrasound emitted by cavitation handpiece

Designed to target
fat removal
cellulite and
skin tightening

هندپیس ارگونومیک

هندپیس ارگونومیک این دستگاه نتیجه ی ماه ها پژوهش در دپارتمان تحقیق و توسعه ی مداریا است. این هندپیس با طراحی خاص برای جای گیری کاملا راحت در دست (ارگونومیک) و قابل استفاده در مواضع مختلف درمانی است. همزمان به دلیل داشتن سطح تماس موثر و گسترده ترین طیف فرکانس اولتراسوند، بیشترین نتایج بالینی را به همراه دارد.

نشانگر درمان Treatment Indicator

هندپیس این سیستم مجهز به یک نوار LED برای متمایز ساختن زمان کار و خاموشی دستگاه و نیز میزان قدرت به کار رفته در درمان است.

امروزه مردم از اینکه خسته و گرفتار پیری به چشم ببینند بیزار و در پی چاره اند. دیدن یک نتیجه ی بالینی چشمگیر، باور فرد را به درمان برمی انگیزد. سیستم درم آپ، دستاورد نوآورانه ی مداریا در رادیوفرکانس دیاترمیک (گرمایشی)، پاسخی بی چون و چراست. یک تکنولوژی برتر، آسایش بیشتر و پاسخ درمانی ماندگارتر، سه پایه ی نوآوری مداریا در سیستم هوشمند چند فرکانسی درم آپ می باشند. درم آپ، نمای پوست فرسوده را بهبود بخشیده و لیفت می کند، رادیو فرکانس گرمایشی، کلاژن فرسوده ی بافت ها را نوسازی می کند. این روش تنها در نخستین جلسه پوست بیمار را شفاف تر، صاف تر و جوان تر می نماید. همچنین در کاهش بافت های چربی مقاوم، با دو مکانیسم لیپولیز و آپوپتوزیز همزمان، تنها با چند جلسه می تواند خشنودی فرد را با کم کردن سایز بدن فراهم کند.

SIX WAVE tech.

تکنولوژی SIX WAVE یا فرکانس های شش گانه ی مداریا شاهکاری در فن آوری است که دارای بسامدهای رادیویی چندگانه کنترل شده برای دیاترمی (دمای درون زاد) است.

DermUp/FatDown به روزترین نوآوری رادیوفرکانس، برای درماتولوژی است که بهترین لیفت و جوانسازی پوست چه در صورت و چه در بدن را به ارمان آورده است. همچنین، با فرستادن قوی ترین فرکانس های RF، در لایه های پایین تر و در بافت چربی، با برانگیزش دو مکانیسم فیزیولوژیک لیپولیز و آپوپتوز، از اندازه و شمار سلول های چربی کاسته و کاهش سایز و حجم را به خوبی و سادگی انجام می دهد.

فراهم بودن فرکانس های ویژه شده و پروب هایی با پلاریته های گوناگون در کنار قدرت بالا، دسترسی پزشک به همه ی لایه های بافتی در پوست، چربی و ماهیچه را فراهم می سازد و کمک شایانی به گرفتن بهترین درمان و خشنودی بیمار ان است. درم آپ/فت داون، بسیار ایمن بوده، سیستم های کنترلی چند لایه ی کارآمدی دارد و سختگیرانه ترین استانداردهای ایمنی را دارا است. این ویژگی، نگرانی از رخ دادن آسیب های ناخواسته را از میان بر می دارد.



Selective CRJ



از این آداپتور تخصصی برای ایجاد انرژی به صورت کانونی و در نواحی که دسترسی سختی وجود دارد و یا برای حرکت روی خطوط چهره می توان بهره برد. دقت بالا و تراکم فوق العاده ی انرژی در سری سلکتیو، آن را بسیار ویژه و کارآمد نموده است.

Mono CRJ



این آداپتور مونوپلار برای کانونی کردن امواج رادیویی در یک منطقه به کار گرفته می شود می تواند هم لیفت و هم لیپولیز را انجام دهد و هم رادیوفرکانس گرمایشی و کششی تابش کند. آداپتور مونوپلار با طراحی جدید دوگانه، یکنواختی و هموژن بودن گرمایش و کشش را در هر دو نوع رادیوفرکانسی بهینه سازی می کند.

Tetra CRJ



آداپتور تترا، چهار قطبی است و برای لیفت بدون لیپولیز طراحی شده است. در مکان های آناتومی که فقط به لیفت نیاز است و لیپولیز اصلا مورد نظر نیست، از این سری استفاده می شود.

Hexa CRJ



آداپتور هگزا، آداپتوری هوشمند است که می تواند به صورت تک قطبی و شش قطبی عمل کند با این آداپتور و انتخاب برنامه مناسب، می توانید اثرات لیپولیز و عمقی داشته باشید و یا از برنامه هایی استفاده نمایید که با همین آداپتور اثرات لیفتینگ و جوانسازی را به دنبال دارند. با این آداپتور، بدون نگرانی از شلی پوست، لاغری را به بیمار ان هدیه دهید.

mRF DermUp



زمان

زمان تنها چیزی است که نمی شود خرید و چه چیز ارزشمندتر از زمان یک پزشک! بهینه سازی و کاهش زمان درمان، دستاورد آرایش برنامه و پروپ های سیستم درم آپ/فت داون است.

Non invasive
& pain free

Smart OS.

نرم افزار هوشمند سیستم، دارای برنامه های کاربردی است که برای هر کدام، فرکانس و پروپ ویژه ای را پیشنهاد می کند:

برنامه های لیپولیز و لاغری

- لیپولیز صورت
- لیپولیز بدن
- لیپولیز غبغب

برنامه های لیفت و جوانسازی

- لیفت صورت دارای سه فاز
- لیفت گردن دارای دو فاز
- لیفت دست

رنگ درمانی (کرومو تراپی)

هر سری CRJ ماژولی است که هم چنین مجهز به یک پنل نوری از LED های پرتوان با رنگ قرمز و طول موج ۶۳۰ نانومتر می باشد که اثرات درمانی را افزایش می دهد و اجرای کار DermUp را برای بیمار پسندیده تر و خوشایندتر می نماید. نور قرمز، DermUp را تبدیل به یک دستگاه مجهز به رنگ درمانی یا کروموتراپی کرده است.

Chromothrapy دانش رو به رشد و نویی است و امروزه در امریکا و اروپا مشتاقان فراوانی دارد. گفتنی است اثرات بالینی پرتو درمانی پنل LED در دستگاه DermUp FAT DOWN در حال بررسی بالینی می باشد.

چرا DermUp؟


چون کسانی که درم آپ/فت داون را دارند، نه هزینه ی درمان دارند و نه نگران خدمات پس از فروش و بار مالی آن هستند، مداریا همه ی این کارها را سال هاست که انجام می دهد و دارای بالاترین آمار رضایت مشتری در بین تولیدکنندگان دستگاه های پزشکی است.

خرید دستگاه های مداریا یعنی آرامش خیال ...

درم آپ/فت داون طوری طراحی شده است که برای هر کاری پروپ ویژه و فرکانس بهینه اش را پیشنهاد می کند؛ پس هم کاندیداها ی جوانسازی و لیفت را خوب درمان می کند، هم بافت های چربی بزرگ و ناخواسته را خیلی زود از بین می برد. تازه، پروتکل های بیست گانه ی دستگاه همه ی ریزه کاری ها را پیش رو قرار داده و دستاورد بالینی چشمگیری را گارانتی می نماید.


Radiofrequency
Skin Tightening

Smart OS.



کاربردهای درمانی:

- کاهش چین و چروک‌های صورت
- جوان سازی پوست صورت و گردن
- سفت شدن پوست در اندام‌ها
- کنترل آکنه و درمان اسکار آکنه
- کلژن سازی و افزایش الاستیسیته
- پیشگیری از ترک‌های بارداری
- کاهش سایز و افتادگی غبغب
- جوان سازی دست‌ها
- رفع چاقی‌های موضعی
- کاهش سایز شکم و پهلو
- فرم‌دادن و کوچک کردن دکلته و بالاتنه
- کاهش چروکیدگی و جوان‌سازی دکلته
- رادیوفورزیس: مزوتراپی رادیویی
- جلوگیری از ریزش و رشد مو
- رفلکس تراپی و تریگرتراپی



mRF DermUp





mCryo Quadric

کرایو لیپولیز سرآمد تکنولوژی در تناسب اندام است که به لیپوفریز یا انجماد سلول های چربی شناخته شده است و به راستی سلول های چربی را برگشت ناپذیرانه از بین می برد. در این تکنیک، بافت چربی از آن روی که به دمای پایین حساس تر است، زودتر از سلول های دیگر یخ می بندد و دچار آپوپتوز می شود. به همین خاطر کرایو لیپولیز می تواند به شکل انتخابی و بدون آسیب های ناخواسته، چاقی های موضعی را کم کند. بررسی های بالینی از کاهش ۶۰ تا ۸۰ درصدی سلول های چربی، ۲ تا ۴ ماه پس از یک دوره درمان گزارش دارد. درمان کرایو لیپولیز، غیرتهاجمی، بدون درد و مناسب برای همه ی اندام هاست. درمان با Cryo Quadric نیازی به بستری شدن ندارد و فرد پس از آن به زندگی روزانه باز می گردد. کرایو، روشی برای کاهش وزن و یا جایگزین روش های تهاجمی لیپواسکالپچر نیست.

پاسخ بالینی بیشتر با کمترین درمان

مکانیسم کار در کرایو لیپولیز، بیرون کشیدن گرمای بافت و کاهش جنبش مولکولی در آنجاست تا دما را پایین آوریم و چربی درون سلولی مایع (تری گلیسرید) را کریستالیزه نماییم طوری که یخ ببندد. هرچه دمای پلیت از دمای بافت کمتر باشد، شتاب بیرون کشیدن گرما از بافت بیشتر خواهد بود؛ پس کاهش بیشتر دما، پاسخ دهی را افزایش می دهد. اما در دمای کمتر از ۶- درجه سانتی گراد، نگرانی آسیب های ناخواسته ای چون نکروز و سوختگی پوست افزایش می یابد. کرایوی هوشمند مداریا، دمای لیپولیز را در مرز ۶- درجه نگاه می دارد، هرچند کمترین دمای سیستم تا ۱۵- درجه است.

کاربردهای درمانی

- کاهش سایز شکم، پهلوها (love handles)
- کاهش سایز باسن، ران، دور زانو، ساق پا
- کاهش حجم چربی پشت
- کاهش سایز بازوها
- کاهش سایز دکلته
- کاهش سایز غبغب
- جوان سازی صورت

اسمارت پلیت سیستم کوادریک در سال ۲۰۱۵ نوآوری و با به کارگیری روش مدولار، سبک تر و با آلیاژ ویژه ی آلومینیوم ساخته شد. در این پلیت های هوشمند سنسورهای بسیار پیشرفته ساخت آمریکا به کار رفته است که در هر ثانیه ۳۰۰ بار، دمای پوست را اندازه می گیرد. پلیت های هوشمند را می توان برای هر کدام از اندام ها به کار برد و با باند نگهدارنده ی ویژه، آن را فیکس کرد. پلیت های نوین پوشش بدون سایش دارند و قابل استفاده از روی لباس نیز هستند.

کانونی کردن کرایو در اندام های کوچکتری چون صورت، غبغب، دکلته و گردن درمان های بیشتری پیشنهاد می کند و آزادی درمانگر را در به کار گیری کرایو برای اندام های گوناگون افزایش می دهد. کرایوگان کوادریک، توانایی کاهش دما تا ۱۵- درجه را دارد و بسته به گوناگونی درمان، می تواند به روش استاتیک (ایستا) یا دینامیک (چرخشی) به کار رود.

جوان سازی با کرایو تکنیک بسیار شگفت انگیز برای بهبود پوست و جلوگیری از پیری می باشد. این روش بدون درد و آسیب های ناخواسته است و تنها در چند دقیقه انجام می شود. مکانیسم کار بر پایه بسته شدن رگ ها در واکنش آتی به کاهش دماست که همه ی خون شبکه ی مویرگی را بیرون می راند. سپس باز شدن رگ ها برای بالا بردن دمای بافت - که یک واکنش نرمال بدن می باشد - خون تازه و پر اکسیژن را به شبکه ی مویرگی می کشاند و بافت را سرشار از اکسیژن نموده، فیبروبلاست ها را به کلاژن سازی وامی دارد.

405 cm² hands-free treatment area FOUR IS MORE!

افزایش گستره ی درمانی و شمار پلیت ها به ۴ اسمارت پلیت، دست کم ۴۰۵ سانتی متر مربع از سطح بدن را به طور همزمان تحت درمان قرار می دهد، سیستم کوادریک تا امروز گسترده ترین لیپوفریز در دنیاست.

در کرایو مدل کوادریک، می توان هر پلیت را ویژه ی آناتومی اندامی

که درمان می کنیم

برنامه ریزی نموده

هم زمان به درمان

یک تا چهار نفر

پرداخت.



mCryo
Quadric



این دستگاه جزو پکیج بار بیگس پلاس می باشد.

۲۲ سال با راه اندازی بیش از ۳۰۰۰ مرکز درمانی و تکنولوژی های نوین و کارآمد در کنار شما بوده ایم.

با تکیه بر پشتیبانی مراکز دانشگاهی برای گسترش شبکه تحقیق، آموزش و خدمات پس از فروش مسئولانه، توانستیم کارنامه ای درخشان بر جای گذاریم. در این راستا با جلب همکاری کمپانی های معتبر از اروپا و آمریکا، محصولاتی منحصر بفرد، منطبق با بالاترین استانداردهای CE و FDA ارائه داده ایم.

تاکنون هزاران بیمار، با حصول به نتایج بالینی مورد نظر خشنود گشتند. پزشکان و مراکز درمانی از دستاوردهای بالینی خرسند هستند و ما همچنان با شعار تا شادی با فناوری همراه با شما پیش می رویم.

