

dialex

دریک طول موج نمانید ویژه درمان کنید

دیالکس یک گزینه برای درمان موهای ناخواسته و جوانسازی پوست.

دو طول موج طلایی

دیالکس تنها یک لیزر برای درمان پرمویی نیست بلکه همکاری هوشمندانه ی کاراترین طول موجهای لیزر برای جوانسازی صورت ، بدن و ناحیه ژنیتال است.

دستگاه دیالکس، برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون درمانی، دو لیزر الکساندرایت ۷۵۵ نانومتر و داپود ۸۰۸ نانومتر را، به گونه ی لیزر ایستا **Spot Action** و همچنین به روش لیزر روان **In Motion** در یک دستگاه فراهم کرده است.

نوآوری در نرم افزار و سخت افزار

با بکارگیری این دو طول موج طلایی، این امکان فراهم می آید تا موهای نازک و ضخیم در همه ی تیپ های پوستی و در چهار فصل سال به آسودگی درمان شوند.

در سیستم دیالکس زمان تابش پرتوهای درمانگر لیزر ، طول موج ، فرکانس تابش پالس ها و چینش ریزپالس ها به گونه ای است که برای هر کدام از اندیکاسیون های درمان موهای ناخواسته و جوانسازی ، چیدمان ویژه ای در نرم افزار هوشمند این تکنولوژی نوآورانه پیش بینی شده است.



● شکل پالس ایده آل

● کاربری ساده

● جدیدترین تکنولوژی لیزر

● خنک کننده ترکیبی بسیار قدرتمند

In-Motion Laser

دیالکس یک لیزر روان است...

دیالکس، با تابش پی در پی ریز پالس های لیزر الکساندرایت یا دایود ، به میانگین بالای انرژی در ژرفای درم دست می یابد که توانایی درمانی چشمگیری دارد و کم و بیش بی درد است . لیزر روان با گرمایش پلکانی درم، دمای فولیکول مو را بگونه ای کارآمد و بی درد بالا می برد و با آسیبی که به آن وارد می کند ، برای همیشه از رشد دوباره آن جلوگیری می نماید. این در حالی است که هیچگونه آسیبی به پوست نمی رسد.

رشد استاندارد های لیزر!

در تکنیک لیزر روان، هندپیس، روی ناحیه درمانی، بارها به گونه ی رفت و برگشت کشیده می شود تا همه ی فولیکول های مو را پوشش دهد ؛ همزمان یک فناوری پیشرفته و الکترونیکی روی پوست را خنک میکند تا همراه با پیشگیری از سوختگی پوست ، دیالکس را کم درد تر کرده ، بکارگیری انرژی های درمانی بالاتر را فراهم آورد. همه ی این پیش بینی ها سبب رشد استاندارد لیزر درمانی گردیده و بهترین درمان پرمویی را با دیالکس گارانتی میکند.



سه برنامه ی جوان سازی ویژه و پیشرفته

- جوان سازی صورت و گردن
- جوان سازی بدن: بازو، دکلته، شکم
- جوان سازی ژنیتال

WPD Wide Pulse Duration

با یک کلیک روی یکی از گزینه های دیگر دیالکس، وارد منوی هوشمندی میشوید که گویا دری است به یک لیزر جوانسازی.

■ تکنولوژی WPD Wide Puls Duration توانایی دیالکس در تابش لیزر دایود با پهنای پالس گسترده، فیبروبلاست ها را به خوبی برانگیخته میسازد و کلاژن سازی را در بافت هدف بسیار افزایش میدهد. دست آورد این تکنولوژی نو آورانه افزایش سلامتی پوست، جلوگیری از پیری، افزایش الاستیسیته و پیشگیری و درمان چین و چروک ها می باشد.

رویای لیزر بدون درد !

لیزر روان تنها روش تایید شده کلینیکی است که موی های ناخواسته را بدون درد درمان می کند. در این روش انرژی گرمایشی بصورت ریز پالسهای رگباری لیزر به ژرفای پوست می تابد و بدون کمترین آسیب به بافت های پیرامون، دمای درم را به آرامی بالا می برد به گونه ای که گیرنده های درد را برنمی انگیزد.

همزمان اما دمای فولیکول مو به اندازه ای افزایش می یابد که ریشه های درحال رشد را کاملا از بین می برد.

در هنگام دیالکس، بیمار یک لیزر بدون درد را با آرامش تجربه می کند و پکیج درمانی را در میانه ی راه رها نمی کند.

اثر بخشی کامل

هنگام کار با لیزر روان، زمان انجام لیزر موی های ناخواسته کاهش میابد در حالیکه فولیکولهای بیشتری لیزر می شوند. هدف گیری دقیق فولیکولهای مو بدون گرمایش بافت های پیرامونی، درمان را چشمگیر و پر مویی را برگشت ناپذیر می سازد.



dialex



medaria[®]
Simple Solutions

دیالکس طراحی شده برای حرفه‌ای‌ها

۱۷ سال در کنار شما بیش از ۲۰۰۰ مرکز درمانی را راه اندازی نمودیم. هر سال نوید ما، یک تکنولوژی نوین و کارآمد بوده است. با پشتیبانی بهترین دانشگاه‌ها، گسترش شبکه آموزش و خدمات پس از فروش، توانستیم با همکاری بزرگترین برندهای اروپا و آمریکا، با کیفیت ترین محصولات را فراهم نماییم. تاکنون هزاران بیمار، با دریافت نتایج بالینی خشنود گشتند، پزشکان و مراکز درمانی از دستاوردهای بالینی خرسندند و ما نیز همچنان با شعار تا شادی با فناوری همراه شما به پیش می‌رویم. شرکت دانش بنیان مایا اسلیم آریا، دارنده مجوز و پروانه ساخت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره ی کل تجهیزات پزشکی.

Wavelength	755-808nm
Pulse Duration	5-170ms
Repeation Rate	1-15Hz
Power	400 Watts
Fluence	1-40 Joule
Spot size	16×12mm
Consumption	1400W Max
Screen	12 inch touch

تهران، خیابان شریعتی، خیابان ظفر، خیابان گوی آبادی، خیابان راجیان، شماره ۵۷، واحد ۳، تلفن: ۰۲۱-۷۵۴۱۵

www.medariaco.com info@medariaco.com  medaria.official  @medariaco

